

DENTROL-N

DETERGENTE BIODEGRADÁVEL NEUTRO

Dentrol-N apresenta alto desempenho e segurança para limpeza das vidrarias laboratoriais delicadas, instrumentos cirúrgicos, pisos e outros utensílios sensíveis à alcalinidade e acidez.

CARACTERÍSTICAS

- Detergente neutro e biodegradável;
- Remove matéria orgânica, óleos e gorduras de origem animal e vegetal;
- Pode ser utilizado em lavadoras ultrassônicas e na limpeza manual.

COMPOSIÇÃO

Ácido sulfônico; Lauril Éter Sulfato de Sódio; Espessante; Neutralizante; Conservante; Corante; Fragrância e Veículo.

MODO DE USAR

(MANUAL/ULTRASSÔNICAS)

1. Retire o excesso da sujidade, lavando em água corrente.
2. Em um recipiente de plástico ou de aço inox ou em uma cuba de lavadora ultrassônica, previamente limpa, prepare uma solução de limpeza, conforme a Tabela de Diluição, com água na temperatura ambiente ou aquecida até a temperatura de 70°C.

Nas seguintes concentrações, segue tabela de diluição abaixo:

- Sujeira leve: 20 ml por litro (diluição a 2%);
- Sujeira intensa: 50 ml por litro (diluição a 5%);
- Sujeira muito intensa: 200 ml por litro (diluição a 20%).

Nas seguintes concentrações, segue tabela de diluição abaixo:

- sujeira leve: 20 ml por litro (diluição a 2%);
- sujeira intensa: 50 ml por litro (diluição a 5%);
- sujeira muito intensa: 200 ml por litro (diluição a 20%).

Tabela para Diluição do Dentrol - N.

Quant. de Água (Litros) Grau de Sujeira	Quant. de Dentrol-N (mL) Leve (2%)	Quant. de Dentrol-N (mL) Média (5%)	Quant. de Dentrol-N (mL) Pesada (20%)
1	20	50	200
3	60	150	600
5	100	250	1000
10	200	500	2000
15	300	750	3000
20	400	1000	4000
25	500	1250	5000

3. Mergulhe completamente os materiais na solução deixando por aproximadamente 60 minutos (se a sujidade for muito intensa, recomenda-se um banho de até 24 horas).

DENTROL-N

DETERGENTE BIODEGRADÁVEL NEUTRO

4. Após este período retirar os materiais do banho, se necessário faça uma rápida escovação.

5. Enxaguar com água em abundância, eliminando completamente os resíduos do Dentrol-N.

6. O último enxágue é recomendado que seja realizado com água deionizada (destilada).

DADOS FÍSICO-QUÍMICOS

Parâmetros	Solução	Especificação
pH	Concentrado	6,0 a 8,0
Densidade	Concentrado	0,990 a 1,100 g/ml
Aparência	Concentrado	Líquido. Amarelo translúcido
Odor	Concentrado	Característico

EMBALAGENS / RENDIMENTOS

Caixas de papelão com 12 frascos de 1 litro (Rende até 50 L).

Caixas de papelão com 4 galões de 5 litros (Rende 250 L).

SEGURANÇA NO USO

Sempre utilize equipamentos de proteção individual (EPI). Não ingerir. Evite a inalação ou aspiração e o contato com os olhos e a pele. Em caso de contato com olhos e pele, lave imediatamente com água em abundância. Em caso de ingestão,

não provoque vômito e consulte o Disque CEATOX (0800 722 6001) ou o médico, levando o rótulo do produto. Não reutilize as embalagens vazias.

RESTRIÇÕES DE USO

Não misture o Dentrol-N a outros produtos químicos, eles podem prejudicar seu desempenho.

ARMAZENAMENTO

Mantenha sempre em sua embalagem original, em local seco e temperatura ambiente. Não expor o produto à luz solar direta e umidade.

TRANSPORTE

O produto pode ser transportado por vias aérea, marítima e terrestre. Deve ser mantido em sua embalagem original, em local seco e em temperatura ambiente.

QUALIDADE E SEGURANÇA

Os produtos da Cosmoderma estarão sempre portando laudos de qualidade físico-químicos.

DENTROL-N

DETERGENTE BIODEGRADÁVEL NEUTRO

LEGISLAÇÃO

- PRODUTO SANEANTE ISENTO DE REGISTRO DE
RISCO I NA ANVISA Nº 25351.331492/2012-75.

Categoria:

Detergente de Uso Profissional:

RDC Nº 42, 13 de agosto de 2009.

RDC Nº 40 de 05 de junho de 2008.

Informações de rótulos:

RDC nº 184, de 22 de outubro de 2001.