



**ZAMPEIRE VOLPATTO SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA**  
CNPJ: 51.954.194/0001-03 IE: 91023699 IM: 00 00 1.116.156-7  
**Endereço:** Avenida: Anita Garibaldi, 850  
Conjunto 103, Andar térreo, Condomínio Infinity Prime  
Cabral, Curitiba - PR CEP: 80.540-400  
**Telefone:** (41) 98445-0309

**Ao Órgão 988675 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL-RS. Pregão Eletrônico N° 900202026. Apresentamos nossa proposta de preços.**

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
20	CADEIRA HIGIÊNICA DE BANHO DEVE CONTER SISTEMA 4 EM 1, PERMITINDO SUA UTILIZAÇÃO PARA BANHO, APOIO SOBRE O VASO SANITÁRIO, HIGIENE E TRANSPORTE INTERNO, SENDO IDEAL PARA USUÁRIOS COM DIFICULDADE DE LOCOMOÇÃO QUE NECESSITAM REALIZAR SUA HIGIENIZAÇÃO SENTADOS. É NECESSÁRIO QUE POSSUA SISTEMA ANTI-TOMBO REBATÍVEL, OFERECENDO MAIOR SEGURANÇA DURANTE O USO, ESPECIALMENTE NO TRANSPORTE. AS RODAS DEVEM SER GIRATÓRIAS E EQUIPADAS COM TRAVAS, GARANTINDO ESTABILIDADE, E O APOIO DE MÃOS DO CONDUTOR DEVE SER ACOLCHOADO, PROPORCIONANDO MAIS CONFORTO NO MANUSEIO. O PRODUTO DEVE POSSUIR REGISTRO NA ANVISA E, ANTES DO ENVIO E APROVAÇÃO NO CERTAME, DEVE SER ENCAMINHADO FOLDER COM ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS E FOTOS PARA ANÁLISE DOS FISCALIS E COMISSÕES HOSPITALARES. O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS, NA COR PRETA, CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO, POLIPROPILENO E PVC. DEVE SUPORTAR ATÉ 150 KG, SER DESMONTÁVEL E DOBRÁVEL, FACILITANDO O ARMAZENAMENTO E O TRANSPORTE. AS DIMENSÕES DEVEM INCLUIR ALTURA TOTAL DE 96,5 CM, LARGURA DE 61 CM, COMPRIMENTO DE 83 CM, ALTURA DO ASSENTO DE 50 CM E TAMANHO DO ASSENTO DE 42,5 X 44 CM. O PESO TOTAL DO EQUIPAMENTO DEVE SER DE APROXIMADAMENTE 7,4 KG. <b>MARCA:</b> DELLAMED <b>FABRICANTE:</b> DELLAMED <b>MODELO/VERSÃO:</b> D45	Unidade	5,00	409,00	2.045,00
				<b>Valor total da proposta:</b>	<b>2.045,00</b>

**O valor total dessa proposta é de R\$2.045,00 (dois mil e quarenta e cinco reais)**



**ZAMPEIRE VOLPATTO SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA**  
CNPJ: 51.954.194/0001-03 IE: 91023699 IM: 00 00 1.116.156-7  
**Endereço:** Avenida: Anita Garibaldi, 850  
Conjunto 103, Andar térreo, Condomínio Infinity Prime  
Cabral, Curitiba - PR CEP: 80.540-400  
**Telefone:** (41) 98445-0309

**Dados Comerciais:**

**Banco:** 001 - Banco do Brasil  
**Conta:** 92128-9  
**Agencia:** 1243-2

**Validade da proposta: Conforme Edital.**

**Prazo de entrega: Conforme Edital e disponibilidade do Fabricante.**

**Prazo para pagamento:** 30 dias, APÓS ATESTE DE RECEBIMENTO.

**Regime Tributário: SIMPLES**

**Observações:**

- Declaramos que a proposta econômica em questão compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na legislação, convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes.
- Declaramos que nos preços apresentados já estão contemplados todos os impostos;
- Declaramos em atendimento ao art. 4º, 2º, da Lei Federal nº 14.133/2021, visando a obtenção dos benefícios da Lei Complementar nº 123/2006, declaro que: NÃO CELEBRAMOS contratos com a Administração Pública no ano-calendário de realização da licitação cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.
- Declaramos que a presente proposta está em conformidade com todos os preceitos legais e regulamentares em vigor.
- Declaramos expressamente que, no(s) preço (s) acima ofertado (s), estão inclusos todos os custos indiretos tais como: impostos, taxas, fretes, seguros, embalagens e entrega do material.
- Declaramos que concordamos com as cláusulas dispostas no Edital, Termo de Referência e demais anexos, referentes à presente aquisição.
- Garantimos a substituição do produto ofertado, em caso de defeito de fabricação.
- Garantimos a substituição, no prazo previsto em Edital a partir do recebimento de comunicado oficial, do material que for entregue com defeito ou que vier a apresentá-lo durante o período de garantia, ficando por nossa conta todas as despesas de remessa do material substituído.
- Somos a única participante desta licitação para o grupo empresarial ou econômico a que pertence, não mantendo nenhum vínculo de dependência ou subordinação com quaisquer outras empresas licitantes neste certame.
- Responsabilizamos formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, reconhecendo como verdadeiras as propostas, ofertas e demais atos praticados no Portal, diretamente e/ou por representante, neste certame.
- Informamos que o preposto da empresa é o Sr.(a) Taiane Pereira Volpatto, RG nº 5075004183 - SSP-RS, CPF nº 820.842.620-20, representante legal da empresa, cujo telefone de contato é celular (41) 98445-0309 e e-mail zampierevolpatto@gmail.com.

Curitiba PR, 12 de Março de 2026



**Taiane Pereira Volpatto**

**RG:** 5075004183

**CPF:** 820.842.620-20

**FICHA TÉCNICA - CADEIRA DE BANHO D45**

Cód.: 06860




	REGISTROS
NCM	8713.10.00
GTIN	7908607300000
ANVISA	80795950045
Nº Certificado INMETRO	Não aplicável


**DIMENSÕES E PESO DO PRODUTO**

Unidades de medida padrão: cm e kg

Medida Padrão : Comprimento x Largura x Altura



Comprimento da Cadeira	Figura 1	79 cm
Largura da Cadeira	Figura 2	55 cm
Altura da Cadeira	Figura 3	111 cm
Altura do Apoio de Braços até o Assento	Figura 4	25,4 cm
Altura do Assento até o Encosto	Figura 5	46,5 cm
Espaço livre do Chão até o Apoio de Pés	Figura 6	17 cm
Largura do Apoio de Pés	Figura 7	17 cm
Comprimento do Apoio de Pés	Figura 8	47 cm
Altura do Assento até o chão	Figura 9	52,5 cm
Diâmetro do Rodízio	Figura 10	7,5 cm   3"




Dimensões do Assento	Figura 11	43 x 43 cm
Largura dentre Apoios de Braços	Figura 12	46 cm
Espessura do Assento	Figura 13	3 cm
Largura da Cadeira Dobrada	Figura 14	71x19x55 cm
Capacidade de Peso	Figura 15	150 kg
Peso líquido da Cadeira	Figura 16	7 kg

**DIMENSÕES E PESO DA EMBALAGEM DO PRODUTO**

Unidades de medida padrão: cm e kg

Medida Padrão : Comprimento x Largura x Altura



Dimensões Caixa Unitária	Figura 17	54 x 18 x 70cm
Peso Bruto da Caixa Unitária	Figura 18	8,40 kg

### FUNCIONALIDADES

<b>Estrutura:</b>	Aço carbono, dobrável	<b>Rodízios:</b>	3", de plástico e com freio
<b>Encosto:</b>	Removível em polipropileno	<b>Apoio de pés:</b>	Rebatível, removível e anti-tombo
<b>Assento:</b>	Rebatível e removível, em polipropileno com tampa e meio vazado e suporte para comadre	<b>Braços:</b>	Fixos
<b>Comadre:</b>	Removível, sem alça e sem tampa	<b>Apoio de braço:</b>	Em polipropileno

### GARANTIA

<b>6 MESES PARA ESTRUTURA:</b>	Peças em aço
<b>3 MESES COMPONENTES:</b>	Assento, apoio de braço, encosto, rodas, comadre e peças plásticas

### INFORMAÇÕES GERAIS

<b>COMPOSIÇÃO DE ITENS:</b>	Estrutura principal em aço carbono, pintura epóxi, com suporte para comadre e cavidade de fácil acesso, acabamentos e comadre em polipropileno, apoio de braços com ranhuras para aderência
<b>CORES:</b>	Cinza e azul

### DIFERENCIAIS

A cadeira de banho foi projetada para proporcionar maior conforto tanto aos pacientes quanto aos profissionais durante a higiene pessoal. Está equipada com rodas que permitem maior mobilidade em curtas distâncias, facilitando o posicionamento do paciente.

O assento possui um meio vazado retrátil, ideal para o uso da comadre, que acompanha o produto. A estrutura conta com um trilho que facilita a remoção da comadre, tornando o processo mais prático. A pintura epóxi oferece proteção contra ferrugem, aumentando a durabilidade e a vida útil do produto.

### DETALHAMENTO CÓDIGOS DE PEÇAS

				
0001000933 – ESTRUTURA PRINCIPAL D45	06965 – ASSENTO COM MEIO RETRATIL D45	06964 – ESTRUTURA DO ASSENTO D45	0001000934 - ESTRUTURA DO ENCOSTO	06968 – APOIO PARA BRACO D45
				
06969 – APOIO PARA PES D45	07092 – ENCOSTO D45	06966 – KIT DE MONTAGEM D45	07070 – SUPORTE DO APOIO DE PES D45 D50 CLICK	06170 – TERMINAL DE ENCAIXE ASSENTO CADEIRAS HIGIENICAS
				
06144 – BUCHA DE ISOLACAO CINZA CADEIRAS HIGIENICAS	06967 – COMADRE D45	06976 -  RODIZIO CINZA D45		

Cadeira de Banho

# MODELO D45

Português / espanhol



dellamed  
Home

# 1. INTRODUÇÃO

Prezado Cliente,

Obrigado por adquirir sua Cadeira de Banho D45.

Este Manual de Instruções contém as recomendações necessárias para o uso adequado e seguro do seu produto.

## CONHEÇA A DELLAMED

Criada em 2010, na cidade de Caxias do Sul - RS, a Dellamed é sinônimo de qualidade e inovação. Buscando sempre o bom atendimento, a Dellamed tem como seu principal lema ter a saúde dos clientes em 1º lugar, assim, buscando oferecer os melhores produtos do mercado para poder atender de forma eficiente todos os consumidores finais.

Detentor do registro e fabricante legal: **DELLAMED S.A.**

CNPJ 11.666.105/0001-09 IE 0290519179

Responsável Técnica: Ana Flávia Suda Moreira – CRF/RS 583675

Endereço: Rua Henrique Rech, 312 - Bairro Sanvitto II, Cinquentenário

CEP 95012-613 - Caxias do Sul/RS - Brasil

País de origem: China

Certificado Anvisa: 80795950045



**QUEREMOS OUVIR VOCÊ!**

Atendimento ao Consumidor Brasileiro:

**0800.604.8008**

[assistenciatecnica@dellamed.com.br](mailto:assistenciatecnica@dellamed.com.br)



## 2. CONHECENDO O PRODUTO











A imagem abaixo apresenta a sua Cadeira de Banho D45 e seus principais componentes, com suas respectivas terminologias:



*\*Imagem ilustrativa. Pode haver mais de um tipo de coloração em componentes deste produto.*

## 2.1 TABELA DE COMPONENTES:

A tabela a seguir apresenta todos os componentes que compõem a sua cadeira e suas respectivas quantidades:

 4	Rodízios	 1	Suporte para Comadre
 1	Encosto	 1	Descanço de Pés
 1	Assento	 1	Estrutura Principal
 1	Chave Allen	 1	Chave de Boca
 1	Comadre	 4	Parafusos dos Rodízios

## 2.2 DADOS TÉCNICOS:

Peso Líquido do Produto:	9,1 kg
Largura Interna do Assento:	46,5 cm
Largura Total:	55 cm
Altura Total:	100 cm
Comprimento Total:	86 cm
Suporta:	150 kg

## 3. MONTAGEM

### PASSO 1:

Retire o produto da embalagem com cuidado. Remova o filme plástico, abra a estrutura principal da cadeira de forma que o encaixe do descanso de pés fique voltado para dentro.



**PASSO 2:**

Primeiramente, solte o parafuso borboleta para encaixar o suporte da comadre. Após encaixe a barra da estrutura frontal do assento, pressionando o botão pino click para dentro.

**PASSO 3:**

Posicione a estrutura da cadeira de pernas voltadas para cima. Trave o freio das rodas frontais para facilitar a montagem. Encaixe as rodas com a perfuração, coloque o parafuso com a cabeça direcionada para dentro da estrutura e, após apertar a porca com a chave de boca de um lado, termine de parafusar o outro lado com a chave allen.

**PASSO 4:**

Posicione a estrutura da cadeira de pernas voltadas para baixo. Instale o descanso dos pés, posicionando-o nos encaixes plásticos; Então, pressione o botão pino click para realizar o encaixe.

*NOTA: Certifique-se de ouvir um clique no momento do encaixe para garantir que o descanso de pés tenha sido instalado corretamente.*


**⚠ ATENÇÃO**

**Nunca utilize o produto sem que o descanso para pés esteja devidamente montado.**



**PASSO 5:**

Instale o assento, encaixando-o na barra traseira da estrutura. Após isso, basta movimentar o assento para baixo cuidadosamente.

**PASSO 6:**

Para instalar o encosto, pressione o botão pino click para realizar o encaixe, movendo-o para baixo.

*NOTA: Certifique-se de ouvir um clique no momento do encaixe para garantir que o encosto tenha sido instalado corretamente.*

**PASSO 7:**

Por fim, instale a comadre pela parte de trás da cadeira, colocando-a no suporte.

*NOTA: Antes de iniciar o uso do produto, verifique se o mesmo está sólido e se todas as peças foram encaixadas corretamente.*



## 4. CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO

- Freios: Para travar a cadeira, basta empurrar as travas dos freios.
- Segurança: Ao sentar ou levantar da cadeira, mantenha os freios acionados.

## Manutenção:

1. Mantenha eixos, rolamentos das rodas e articulações lubrificadas.
2. A secagem da sua cadeira D45 é muito importante; Após o banho, remova qualquer resíduo restante da superfície da cadeira.
3. Evite deixar a cadeira exposta aos raios solares por longos períodos, isso evitará ressecamento e possíveis rachaduras de peças plásticas.



A cadeira de aço carbono D45 é robusta e resistente à umidade. Porém, como todas as cadeiras em aço carbono, ela está sujeita à corrosão. Alguns cuidados adicionais pós-uso são necessários, para que a água não permaneça acumulada na parte interna da cadeira. É importante que seja feita a retirada do encosto das duas laterais, virando a mesma de cabeça para baixo para que a água esorra para fora.

Adicionalmente, recomenda-se deixar a cadeira em local arejado até secar. É importante a retirada da cadeira da área de banho para que a mesma não se mantenha sempre em local úmido.

Com estes cuidados, sua cadeira terá uma vida útil mais longa, garantindo a segurança do usuário.

## ⚠️ ATENÇÃO

**Durante o banho, por conta do uso de shampoo e sabonetes, o assento pode se tornar escorregadio. Não use o descanso para pés para subir ou descer da cadeira. O mesmo deve ser utilizado apenas para o descanso dos pés enquanto o paciente estiver sentado.**

## 5. CONDIÇÕES DE GARANTIA

### 1 – CONDIÇÕES E PRAZO DE GARANTIA

- a) O produto acima identificado possui garantia legal de 03 (três) meses para todos os seus componentes. Encerrado este prazo legal, a Dellamed oferece garantia contratual adicional de:
- 3 (três) meses para estrutura - totalizando 6 (seis) meses de garantia;
- b) Os prazos de garantia são contados a partir da data de emissão da nota fiscal de compra do produto novo.
- c) Esta garantia é dada ao produto acima identificado, exclusivamente, contra eventuais vícios/defeitos de fabricação, que afetem a qualidade ou quantidade e tornem o produto impróprio ou inadequado ao uso regular.
- d) Para comprovação desse prazo e requerimento da garantia, o consumidor deverá apresentar a nota fiscal de compra do produto, ou outro documento fiscal equivalente, desde que identifique o produto e a data da compra, bem como fotografia e/ou vídeo da irregularidade apresentada.
- e) A substituição e/ou reparo de peças e componentes será priorizada, conforme Art. 18, caput e §1º do Código de Defesa do Consumidor, sendo que a decisão será tomada segundo critérios técnicos avaliados pelo setor de Assistência Técnica da Dellamed.

### 2 - LOCAL ONDE A GARANTIA DEVE SER EXERCIDA

- a) A garantia do produto é condicionada a análise da irregularidade pela Assistência Técnica da Dellamed ou por Assistência Técnica Autorizada indicada pela mesma.
- b) As despesas com transporte/deslocamento, bem como embalagens e qualquer outro risco durante o deslocamento do produto até a Assistência Técnica Autorizada são de responsabilidade do consumidor.
- c) A relação atualizada das Assistências Técnicas credenciadas pela Dellamed se encontra disponível no website oficial: <https://www.dellamed.com.br/assistencia-tecnica>, no caso de inexistência de Assistência Técnica credenciada no domicílio do consumidor, aplica-se o contido no item "b" acima informado.

### 3 – EXCLUSÃO DE COBERTURA DA GARANTIA

Situações e itens que não são cobertos pela garantia:

- a) Tentativa ou execução de conserto ou reparo pelo consumidor ou por pessoa, por técnico ou por assistência técnica que não seja credenciada pela Dellamed;
- b) Alteração e/ou remoção do número de série/lote ou da etiqueta de identificação do produto ou modificação das características originais do produto;
- c) O desgaste natural do produto;
- d) Danos decorrentes de erros na instalação do produto ou na infraestrutura de instalação do produto, caso estejam em desacordo com o Manual de Instalação do produto;
- e) Ocorrência de batidas, quedas, exposição à temperatura anormal (muito baixa ou muito alta) e/ou utilização de agentes químicos corrosivos;
- f) Danos no produto decorrentes de movimentação incorreta e avarias durante o transporte, quando não houver recusa do consumidor no ato do recebimento do produto;
- g) Serviços de limpeza, conservação e manutenção preventiva, por serem de responsabilidade do consumidor, não estão cobertos pela garantia. Recomenda-se consultar uma Assistência Técnica Autorizada à Dellamed para orientações sobre a periodicidade da manutenção preventiva do seu produto;
- h) Danos decorrentes de falta de manutenção preventiva ou corretiva;
- i) Uso indevido do produto em desacordo com as orientações do Manual de Instruções;
- j) Quando os defeitos ou desgastes anormais não decorram especificamente de defeitos de fabricação ou decorram de negligência, atos de vandalismo, uso inapropriado ou em desacordo com as recomendações da Dellamed;
- k) Equipamento ou parte dele modificado ou danificado pelo uso inadequado;
- l) Exposição do produto a condições anormais de ambiente tais como: temperatura excessiva, excesso de umidade sem a devida manutenção após o uso, poeira excessiva, gases, sol direto, chuvas e enchentes;
- m) Se parte ou a totalidade dos materiais ficarem depositados em local inapropriado e sujeitos a ação danosa de intempéries ocasionando danos ao produto de forma que se torne impróprio para o uso seguro;
- n) Quando ocorrer alteração da estrutura e características de funcionamento;
- o) Quando o peso do usuário ultrapassar o peso máximo garantido no Manual de Instruções do produto;
- p) Este termo de garantia anula qualquer outra garantia assumida por terceiros, não estando nenhuma empresa ou pessoa autorizada a fazer exceções ou assumir compromissos em nome da Dellamed.

# Silla de Baño

## MODELO D45

### 1. INTRODUCCIÓN

Apreciado Cliente,

Gracias por adquirir su Silla de Baño Dellamed Modelo D45.

Producto indicado para brindar comodidad y seguridad a personas con limitaciones de movimiento y equilibrio durante el baño.

#### CONOZCA DELLAMED

Creada en 2010, en la ciudad de Caxias do Sul - RS, Dellamed es sinónimo de calidad e innovación. Buscando siempre el buen servicio, Dellamed tiene como principal lema tener la salud de los clientes en 1er lugar, buscando así ofrecer los mejores productos del mercado para atender eficientemente a todos los consumidores finales.

#### DELLAMED S.A.

CNPJ 11.666.105/0001-09 IE 0290519179

Responsável Técnica: Ana Flávia Suda Moreira - CRF/RS 583675

Dirección Matriz: Calle Henrique Rech, 312 - 95012-613 Caxias do Sul - RS

Dirección Centro de Distribución: Rod Antonio Heil, 6250 - 88318-112 - Itajaí - SC

## 2. CONOCIENDO EL PRODUCTO











La siguiente imagen muestra su silla de ducha D45 y sus componentes principales, con sus respectivas terminologías:



\*Imagen ilustrativa. Puede haber más de un tipo de coloración en los componentes de este producto.

### 2.1 TABLA DE COMPONENTES:

La siguiente tabla presenta todos los componentes que componen su silla y sus cantidades respectivas:

 4	Ruedas	 1	Soporte de Bacinilla
 1	Respaldo	 1	Reposapiés
 1	Asiento	 1	Estructura Principal
 1	Llave de Bristol / Allen	 1	Llave Fija
 1	Bacinilla	 4	Tornillos de Ruedas

## 2.2 DATOS TECNICOS

Peso Liquido del producto:	9,1 kg
Ancho interno del asiento:	46,5 cm
Ancho Total:	55 cm
Altura Total:	100 cm
Profundidad Total:	86 cm
Capacidad:	150 kg

## 3. MONTAJE


### PASO 1:

Retire con cuidado el producto del embalaje. Retire la película de plástico, abra la estructura principal de la silla de modo que la ranura del reposapiés mire hacia adentro.



### PASO 2:

Fije el soporte de la bacinilla a la barra trasera de la silla. Después de eso, encaje la estructura del asiento presionando el botón de clic hacia adentro.



### PASO 3:

Posicione la estructura de la silla con las patas hacia arriba. Bloquear los frenos de las ruedas delanteras para facilitar el montaje. Encajar las ruedas con el agujero, colocar el tornillo y, después de apretar la tuerca con la llave fija de un lado, terminar de atornillar el otro lado con la llave Bristol.



#### PASO 4:

Posicione la estructura de la silla con las patas hacia abajo. Instale el reposapiés, colocándolo en los herrajes de plástico; Luego, presione el botón de clic para realizar el ajuste.

*NOTA: Asegúrese de escuchar un clic al colocarlo para certificar que el dispositivo el reposapiés se ha instalado correctamente.*


**⚠ ¡ATENCIÓN!**

**Nunca utilice la silla sin el reposapiés debidamente colocado.**



#### PASO 5:

Instale el asiento, encajándolo en la barra trasera de la estructura. Después de eso, sólo mueva el asiento hacia abajo con cuidado.



#### PASO 6:

Para instalar el respaldo, presione el botón de clic del pasador para hacer el ajuste, moviéndolo hacia abajo.

*NOTA: Asegúrese de escuchar un clic al colocarlo para certificar que el costo se ha instalado correctamente.*



#### PASO 7:

Finalmente, instale la bacinilla desde el respaldo de la silla, colocándola sobre el soporte.

*NOTA: Antes de comenzar a usar el producto, verifique que esté fijo y que todos los las piezas se han colocado correctamente.*



## 4. CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

- Frenos: Para bloquear la silla, basta con empujar los frenos.
- Seguridad: Al sentarse o levantarse de la silla, mantenga los frenos accionados.

#### Mantenimiento:

1. Mantenga lubricados los ejes, los cojinetes de las ruedas y las articulaciones.
2. El secado de su silla D45 es muy importante. Después del baño, remueva cualquier residuo sobrante de la superficie de la silla.
3. Evite dejar la silla expuesta a la luz solar por períodos prolongados, esto evitará resecaimiento y posibles grietas en las partes plásticas.



Las sillas de acero al carbono D45 es robusta y resistente a la humedad, pero como todas las sillas de acero al carbono, están sujetas a la corrosión. Se requieren algunos cuidados adicionales posteriores al uso para que no se acumule agua dentro de la silla, es importante quitar el respaldo de ambos lados, volteándolo para que el agua se escurra.

Adicionalmente, se recomienda dejar la silla en un lugar ventilado hasta que se seque. Es importante retirar la silla de la zona del baño para que no se quede siempre en un lugar húmedo.

Con estas precauciones tu silla tendrá una vida más larga.

### ⚠ ¡CUIDADO!

**Durante el baño, con el uso de champú y jabón, ¡el asiento puede volverse resbaladizo! No utilice el reposapiés para subir o bajar de la silla. El mismo debe utilizarse únicamente para descansar los pies mientras el paciente está sentado.**

# dellamed



Versão 02 – Data 11/10/2023



# Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	DELLAMED S.A.
CNPJ	11.666.105/0001-09
Autorização	8.07.959-5
Produto	Cadeiras de Banho Dellamed

Modelo Produto Médico
Cadeira de Banho D30
Cadeira de Banho D50
Cadeira de Banho D40
Cadeira de Banho D45

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Manual - Cadeira de Banho D30V Digital - V00.pdf	0704755238 - 10/07/2023 09:15:27
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Manual - Cadeira de Banho D40 Digital - V00.pdf	0704755238 - 10/07/2023 09:15:27

Nome Técnico	CADEIRA PARA HIGIENIZAÇÃO
Registro	80795950045
Processo	25351034452202331
Fabricante Legal	DELLAMED S.A.
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE
Situação	[sem dados cadastrados]
Data de Publicação	[sem dados cadastrados]